



## TAMISEUSE AIR SIZER 200

**Le nouveau Air Sizer 200 est idéal pour le tamisage des particules sèches très fines, qui nécessitent une dispersion et une désagglomération efficaces par la technologie des jets d'air (par exemple, les matériaux électrostatiques).**

C'est également l'instrument parfait pour fournir rapidement une coupe de tamisage des matériaux en poudre.

## AVANTAGES PRODUIT

- | Technologie avancée à jet d'air pour les particules fines, utilisable pour les matériaux secs de 20 µm et plus
- | Vitesse de la buse réglable, 5 - 55 tr/min
- | Temps de tamisage rapides & efficaces
- | Le tamisage permet de garder les ouvertures libres
- | Le flux d'air fluidifie et aide à séparer l'échantillon
- | Idéal pour les matériaux électrostatiques
- | Cyclone / aspirateur industriel
- | Sans maintenance

### TAMISEUSE AIR SIZER 200

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Gamme</b>                                      | 20 µm - 4 mm                    |
| <b>Moteur / mouvement de tamisage</b>             | dispersion par jet d'air        |
| <b>Nombre max de tamis</b>                        | 1                               |
| <b>Poids max. de la colonne de tamis</b>          | un tamis standard               |
| <b>Vitesse de rotation</b>                        | 5 - 55 rpm (vitesse de la buse) |
| <b>Affichage du temps</b>                         | numérique, 0:10-99:50 min       |
| <b>Vide</b>                                       | 20 - 99 mbar                    |
| <b>Convient pour le tamisage à sec</b>            | oui                             |
| <b>Convient pour le tamisage en milieu humide</b> | non                             |
| <b>Hauteur max. de la colonne de tamis</b>        | 1 tamis                         |
| <b>Accessoires</b>                                | Cyclone / aspirateur industriel |
| <b>Modèle</b>                                     | de pailleasse                   |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Indice de protection</b>     | IP 40                 |
| <b>Alimentation électrique</b>  | 100 - 240 V , 50/60Hz |
| <b>Connexion d'alimentation</b> | 1 - phase             |
| <b>L x H x P</b>                | 450 x 235 x 435 mm    |
| <b>Poids net</b>                | ~ 16 kg               |
| <b>Normes</b>                   | CE                    |

[www.endecotts.fr/airsizer200](http://www.endecotts.fr/airsizer200)

N° ARTICLE

## AIR SIZER 200

**for 8" 'Premium' air jet sieves, incl. perspex lid and hammer.  
(please order air jet sieves, pre-filter unit and industrial vacuum separately)**

AS200/100-240      Air Sizer 200, 100-240 V, 50/60 Hz

### AIR SIZER ACCESSORIES

|            |   |
|------------|---|
| ZMAIR-CYC1 | Air Sizer cyclone system - used as a pre-filter collection system   |
| ZMAIR-BOT1 | Sample bottle for cyclone (pack of 10)                              |
| ZMAIR-LID2 | Air Sizer perspex lid (for 200 mm only)                             |
| ZMAIR-LID5 | Air Sizer perspex lid (for 8" only)                                 |
| ZMAIR-RIN1 | Air Sizer adaptor ring for 200 mm sieves                            |
| ZMAIR-RIN2 | Air Sizer adaptor ring for 8" sieves                                |
| ZMAIR-VAC1 | Air Sizer industrial vacuum (specify which voltage required)        |
| ZMAIR-VAC2 | Industrial vacuum cleaner Attix 44 (specify which voltage required) |