



RÉPARTITEUR DE CHUTES

Les diviseurs d'échantillons portatifs Endecotts permettent de diviser les échantillons de matériaux en deux parties plus petites en un seul passage, tandis que d'autres subdivisions peuvent être obtenues par des passages multiples.

Chaque subdivision créée avec un diviseur d'échantillon Endecotts conserve les caractéristiques de l'échantillon original.

Deux versions différentes de diviseurs d'échantillons sont disponibles : L'un avec une fente de 1/2" de largeur et l'autre avec une fente de 1/4" de largeur.

AVANTAGES PRODUIT

- | L'unité se compose d'un diviseur et de 3 bacs de collecte
- | Acier inox avec largeur des fentes
- | divisera les échantillons de matériaux en deux parties plus petites par un seul passage
- | Chaque subdivision conserve les caractéristiques de l'échantillon original

RÉPARTITEUR DE CHUTES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applications	échantillonnage et division des échantillons
Taille de la fente	SD 6.5: 6.3 mm SD 12.5: 12.5 mm
Nombre de fentes	SD 6.5: 12 SD 12.5: 18

Champ d'application	agriculture, alimentation, biologie, chimie / plastique, environnement / recyclage, géologie / métallurgie, ingénierie / électronique, matériaux de construction, médecine / produits pharmaceutiques, verre / céramique
Matière chargée	matériaux en vrac
Granulométrie initiale*	SD 6.5: ~ 4 mm SD 12.5: ~ 8 mm
Charge / quantité alimentée*	SD 6.5: <= 3 l SD 12.5: <= 3 l
Nombre de fractions	2
L x H x P	SD 6.5: 30 x 27 x 25 cm SD 12.5: 30 x 27 x 25 cm
Poids net	SD 6.5: ~ 3.5 kg SD 12.5: ~ 3.5 kg

*dépend de l'échantillon et de la configuration/des réglages de l'appareil

www.endecotts.fr/sample-divider

N° ARTICLE

DIVISEURS D'ÉCHANTILLONS

6.3SSDSLOT	Sample Splitter type RT 6.5 with 12 openings, feed size 4 mm*
12.5SSDSLOT	Sample Divider RT 12.5 with 18 openings, feed size 8 mm*
1.5SSD_REC	Collecting receptacle RT 6.5 / RT 12.5
25SSDSLOT	Sample Splitter type RT 25 with 16 openings, feed size 16 mm*
37.5SSDSLOT	Sample Splitter type RT 37.5 with 12 openings, feed size 25 mm*
50SSDSLOT	Sample Splitter type RT 50 with 8 openings, feed size 33 mm*
75SSDSLOT	Sample Splitter type RT 75 with 6 openings, feed size 50 mm*