



ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА AIR SIZER 200

Новый Air Sizer 200 идеально подходит для просеивания очень мелких сухих частиц, которые требуют эффективного диспергирования и дезагломерации с помощью технологии воздушной струи (например, электростатические материалы).

Это также идеальный инструмент для быстрого просеивания порошкообразных материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Усовершенствованная технология воздушной струи применяемая для отсева сухих материалов с размером частиц до 20 мкм
- | Регулируемая скорость вращения сопла, 5 - 55 об / мин
- | Чрезвычайно эффективный и быстрый рассев
- | Просеивание воздушной струёй предотвращает блокировку ячеек сит
- | Воздушный поток псевдооживляет и способствует просеиванию материала
- | Идеально подходит для электростатических материалов
- | Циклон / промышленный пылесос
- | Не требует обслуживания

ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА AIR SIZER 200

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон	20 мкм - 4 мм
Привод / просеивающее движение	рассев методом воздушного потока
Максимальное количество сит	1
Максимальная масса комплекта сит	a standard sieve
Задание скорости	5 - 55 об/мин (скорость вращения сопла)
Дисплей времени	цифровая, 0:10-99:50 мин
Вакуум	20 - 99 мбар
Возможность сухого отсева	да
Возможность мокрого отсева	нет
Макс. высота колонны сит	1 сито
Дополнительные приспособления	Циклон / промышленный пылесос
Модель	настольная модель
Степень защиты	IP 40



Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц
Тип электросети	1 - фазное
Ш x В x Д	450 x 235 x 435 мм
Вес нетто	~ 16 кг
Стандарты	CE

www.endecotts.ru/airsizer200

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

AIR SIZER 200

для 8" воздушоструйных сит Premium, вкл. крышку из плексигласа и молоток.

(воздушные сита, блок предварительной фильтрации и промышленный пылесос заказываются отдельно)

AS200/100-240

Air Sizer 200, 100-240 B, 50/60 Гц

AIR SIZER ACCESSORIES

ZMAIR-CYC1	Air Sizer cyclone system - used as a pre-filter collection system
ZMAIR-BOT1	Sample bottle for cyclone (pack of 10)
ZMAIR-LID2	Air Sizer perspex lid (for 200 mm only)
ZMAIR-LID5	Air Sizer perspex lid (for 8" only)
ZMAIR-RIN1	Air Sizer adaptor ring for 200 mm sieves
ZMAIR-RIN2	Air Sizer adaptor ring for 8" sieves
ZMAIR-VAC1	Air Sizer industrial vacuum (specify which voltage required)
ZMAIR-VAC2	Industrial vacuum cleaner Attix 44 (specify which voltage required)