



СИТОВОЙ АНАЛИЗАТОР ТИТАН 450

**Название говорит само за себя: новый Titan 450 - самый мощный ситовой анализатор от Endecotts!
Он разработан для сит большого диаметра и может работать с контрольными ситами диаметром до 450 мм!**

Endecotts Titan 450 используется для проведения ситовых испытаний с колоннами сит для определения размера частиц в различных образцах материалов. Ситовой анализатор оснащен электромагнитным приводом со специальными пружинами из углеродного волокна, которые установлены под рассчитанным углом для обеспечения горизонтального скручивания, а также вертикального движения для проведения эффективных испытаний сит.

Titan 450 оснащен пультом дистанционного управления с цифровым контроллером для установки амплитуды вибрации, времени обработки и периодических настроек.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Электромагнитный привод для тихой и практически не требующей обслуживания работы
- | Легко настраивается на максимальную эффективность
- | Цифровое управление для простой и надежной работы через внешний интерфейс
- | Экономичное решение
- | Нет механических движущихся частей
- | Подходит для мокрого и сухого отсева

СИТОВОЙ АНАЛИЗАТОР ТИТАН 450

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон	20 мкм - 125 мм
Привод / просеивающее движение	электромагнитный, трёхмерное
Максимальное количество материала	20 кг
Максимальное количество сит	7 полной высоты, 450 мм / 11 полной высоты, 300 мм
Задание амплитуды	0 - 2 мм 10-шаговая, цифровая
Задание скорости	3,000 об/мин при 50 Гц
Дисплей времени	цифровая, 00:10 - 99:50 мин (внешний блок)
Возможность сухого отсева	да

Возможность мокрого рассева	да
Диаметр сит	250 / 300 / 315 / 350 / 400 / 450 mm / 8" / 12"
Макс. высота колонны сит	до 830 мм
Зажимные устройства	поворотная зажимная система (в комплекте)
Модель	напольная модель
Степень защиты	IP 54
Электропитание	доступны версии для различных сетей электропитания
Тип электросети	1- фазное
Ш x В x Д	606 x 230 мм
Вес нетто	~ 140 кг
Стандарты	CE

www.endecotts.ru/titan450

