



## СИТОВОЙ АНАЛИЗАТОР ОСТАГОН 200CL

## Новый ситовой анализатор Octagon 200CL для точного, воспроизводимого и безошибочного отсева. Конкурирует с самыми совершенными ситовыми анализаторами в мире.

Специально для этого ситового анализатора было разработано несколько уникальных функций, в том числе контроль амплитуды "замкнутого контура" для максимальной воспроизводимости.

Octagon 200CL разработан для работы с SieveWare - новым программным обеспечением для легкой оценки и документирования процесса отсева.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Контроль общей амплитуды по "замкнутому циклу" обеспечивает воспроизводимое рассевание
- | Цифровое управление для простой и надежной работы
- | Простая в использовании система зажима сит
- | Вмещает до 8 сит полной высоты диаметром 200 мм (8 дюймов)
- | Подходит для сухого и мокрого отсева
- | Трехмерное просеивающее движение обеспечивает высокую эффективность разделения материала и обеспечивает просеивание без блокировки ячеек сита
- | Полная совместимость с новым программным обеспечением для оценки и управления SieveWare через порт RS232
- | Нет зависимости от напряжения электросети
- | Нет механических движущихся частей
- | Компактный и портативный
- | Легко настраивается на максимальную эффективность
- | Соответствует требованиям AASHTO T 27

### СИТОВОЙ АНАЛИЗАТОР OCTAGON 200CL

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Диапазон</b>	20 мкм - 125 мм
<b>Привод / просеивающее движение</b>	электромагнитный, трёхмерное
<b>Максимальное количество материала</b>	3 кг
<b>Максимальное количество сит</b>	8 полной высоты / 16 половинной высоты (200 мм сита)

<b>Задание амплитуды</b>	0 - 3 мм цифровая настройка с шагом 0,1 мм регулировка амплитуды "замкнутый контур"
<b>Задание скорости</b>	3,000 об/мин при 50 Гц
<b>Дисплей времени</b>	цифровая установка времени 00:10 - 99:50 мин
<b>Работа с интервалами</b>	да (2 режима)
<b>Возможность сухого рассева</b>	да
<b>Возможность мокрого рассева</b>	да
<b>Серийный интерфейс</b>	да (RS-232)
<b>Диаметр сит</b>	100/200 мм 8"
<b>Макс. высота колонны сит</b>	до 450 мм
<b>Зажимное устройство</b>	быстросъемное зажимное устройство (в комплекте)
<b>Модель</b>	настольная модель
<b>Степень защиты</b>	IP 21
<b>Электропитание</b>	100-240В 50/60Гц
<b>Тип электросети</b>	1 - фазное
<b>Ш x В x Д</b>	418 x 232 x 435 мм
<b>Вес нетто</b>	~35 кг
<b>Стандарты</b>	CE

[www.endecotts.ru/octagon200cl](http://www.endecotts.ru/octagon200cl)



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

### ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА OCTAGON 200CL

**для 8 сит полной высоты диаметром 200 мм (8") (заказываются отдельно)  
включая быстросъемную зажимную систему**

OCT200CL/100-240

Octagon 200CL, 100-240 B, 50/60 Гц

### НАБОР ДЛЯ МОКРОГО РАССЕВА

ZMWSK-OCT200

∅ 200 мм

for Octagon 200 and Octagon 200 CL

ZMWSK-OCT200/8

∅ 8"

for Octagon 200 and Octagon 200 CL