



ПРОБОДЕЛИТЕЛИ

Ручные делители образцов Endecotts будут разделять образцы материала на две меньшие части за один проход. Дальнейшее деление может быть достигнуто за несколько проходов.

Каждая отделенная с помощью делителя образцов Endecotts часть пробы сохраняет характеристики исходного образца. Доступны две различные версии прободелителя: одна с шириной прорези 1/2 дюйма и одна с шириной прорези 1/4 дюйма.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Комплект состоит из прободелителя плюс 3 приемных ящика.
- | Нержавеющая сталь
- | Разделит образец материала на две меньшие части за один проход.
- | Каждая часть пробы сохраняет характеристики исходного образца.

ПРОБОДЕЛИТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применения	пробоотбор и деление пробы
Slot size	SD 6.5: 6.3 mm SD 12.5: 12.5 mm
Количество щелей	SD 6.5: 12 SD 12.5: 18
Область применения	биология, геология / металлургия, машиностроение / электроника, медицина / фармацевтика, окружающая среда / переработка, пищевая промышленность, сельское хозяйство, стекло / керамика, строительные материалы, химия / пластмассы

Исходный материал	сыпучие материалы
Размер частиц материала	SD 6.5: ~ 4 mm SD 12.5: ~ 8 mm
Размер загрузки / полезный объем*	SD 6.5: <= 3 l SD 12.5: <= 3 l
Число фракций	2
Ш x В x Д	SD 6.5: 30 x 27 x 25 cm SD 12.5: 30 x 27 x 25 cm
Вес нетто	SD 6.5: ~ 3.5 kg SD 12.5: ~ 3.5 kg

*в зависимости от исходного материала, конфигурации и настроек прибора

www.endecotts.ru/sample-divider

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРОБОДЕЛИТЕЛИ

6.3SSDSLOT	Sample Splitter type RT 6.5 with 12 openings, feed size 4 mm*
12.5SSDSLOT	Sample Divider RT 12.5 with 18 openings, feed size 8 mm*
1.5SSD_REC	Collecting receptacle RT 6.5 / RT 12.5
25SSDSLOT	Sample Splitter type RT 25 with 16 openings, feed size 16 mm*
37.5SSDSLOT	Sample Splitter type RT 37.5 with 12 openings, feed size 25 mm*
50SSDSLOT	Sample Splitter type RT 50 with 8 openings, feed size 33 mm*
75SSDSLOT	Sample Splitter type RT 75 with 6 openings, feed size 50 mm*